

TOKUTAKE

徳武産業株式会社

お取引先さま・販売店さま向け(お客さまサポートセンター)

TEL 050-2018-2292
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝・年末年始等を除く)
E-mail ayumi.cs@tokutake.co.jp



Instagram

個人のお客さま向け


TEL 0120-947-539(お問い合わせ・ご注文)
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝・年末年始等を除く)
FAX 0879-26-9280
URL <https://store.tokutake.co.jp/>
(ご注文は24時間受付)



Instagram



TikTok



シューズ ショップ
Shoes Shop
公式 通販サイト

「あゆみ」ショップ 本店

直営店 ご予約優先

〒761-0901 香川県さぬき市大川町富田西3007
TEL 0879-26-9130
営業時間 10:00~17:00
定休日 日・祝・年末年始



◀「あゆみ」ショップ
本店について



本社 〒761-0901 香川県さぬき市大川町富田西3007
TEL 0879-43-2167(代) FAX 0879-43-5618

東京営業所 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-7-2岩崎ビル6階
TEL 03-5835-5516(代) FAX 03-5835-5517

あゆみシューズ www.tokutake.co.jp

公式HP



facebook



YouTube



※品番はカラーによって、取り扱っていないサイズもございます。
※予告なく製品仕様、改良等により変更になる場合がございます。
※目的以外の使用はできません。

あるくたのしみ
あゆみ

AYUMI



CATALOG

総合カタログ

Vol.54

2026 - 2027

足元から人生を幸せに

TOKUTAKE

価格改定号

2026年10月1日より
価格が改定されます

TOKUTAKE

Made for the way you walk.



あらゆる人々に、 あるくたのしみを 届けるために。

私たち徳武産業のルーツは、香川県が誇る「手袋」の縫製にあります。
長年培ってきたのは、複雑な動きをする指先を、柔らかい生地で包み込む技術でした。
「痛くて履ける靴がない」 — そんな切実な声を聞いたとき、
私たちがこの技術を靴づくりに生かそうと決めたのは、必然だったのかもしれません。
人は一生のうちに、地球を3周以上歩くとされています。
これまでにたくさんの物語を刻み、その長い道のりを支えてきたあなたの足は、
世界にひとつだけの形をしています。
だから私たちは「靴に足を合わせる」のではなく、「足に靴を合わせる」ことに徹してきました。
お客さまの声の数だけ、新しい「あゆみ」が生まれました。
令和7年、「あゆみ」は30周年を迎えました。
この先もあなたの一番近くで寄り添い続けるために、
私たちは今、もう一度「あゆみ」の本質に向き合いました。
これまでの「施設用」「自宅用」という枠組みを解き放ち、
もっと自由に、心が弾む一足と出会える一冊へ。
でも、カタログを開く時間は、短くていいと思っています。
その分、早く「あゆみ」を履いて、歩くよろこびを感じてほしいから。
「あゆみ」は、いつもあなたのすぐそばにいます。



ブランドラインナップ

Brand Lineup

歩くよろこびを届ける
人生のパートナー

あゆみ



特定の症状に合わせて
設計された高機能シューズ

あゆみ
メディカル



誰かを支える
その足元に「エール」を

はたラク
ルームシューズ



汗ストレスから解放される
ケア帽子

HAT



パーツオーダーシステム

Parts Order System

ベルトの長さや幅の調整等、
あなたの足に合わせて
一足ずつカスタマイズいたします。



足のこと、聞かせてください。

はじめて「あゆみ」を履く方へ。

どれにすればいいか迷ったら、まずは一番多くの方に選ばれてきた定番から。



あゆみの定番 / ダブルマジックⅢ

迷ったら、まずこの一足。
幅広・甲高・サイズ調整に対応し、
多くの足のお悩みに応えてきたロングセラー。
「どれを選べばいいかわからない」
そんな方に、安心しておすすめできる基本形です。

Type
スタンダード
Standard
▶p11

Yes/No チャート

Q1

入院中や
院内リハビリでの利用が
中心ですか？

Yes

Type
メディカル
Medical
▶p33

No

Q2

足のむくみ、腫れ、
または指の変形等の
お悩みがありますか？

Yes

Type
ケア
Care
▶p28

No

Q3

手を使って靴を履く、
またはかがむ動作が
つらいですか？

Yes

Type
イージー
Easy
▶p21

No

足のお悩みや使うシーンが明確な方は、
診断チャートでさらに絞り込むこともできます。

Q4

散歩や外出先で、
しっかり歩けるシューズが
必要ですか？

Yes

Type
アクティブ
Active
▶p17

No

Q5

主に室内・自宅で履く、
くつろぎの一足を
お探しですか？

Yes

Type
リラックス
Relax
▶p25

No

どれにも当てはまらなかった方も、ご安心ください。
冒頭でご紹介した
「ダブルマジックⅢ」をおすすめします。

シューズの選び方

Step 1

計測を正しく行い、
自分の足を知りましょう

計測では「足長」だけでなく「足囲」「足幅」も測ります。また、足の形状や肉付き、靴下の厚さ等で最適なサイズが異なったり、フィット感の好みも個人差がありますので注意しましょう。
※足のサイズの測り方は下記をご覧ください。



Step 2

お悩みごとを振り返り、
足の状態を把握しましょう

足のサイズや悩みは人それぞれ。ご自身では、足の特徴や痛みの原因に気づかれていないことも少なくありません。まずは普段の生活や症状をよく振り返り、自分に合った機能を見極めましょう。
※お悩みごと一覧は▶p43-44



直接のご相談も承ります。

Step 3

シューズを選定し、
ぴったりをを見つけましょう

「あゆみ」は機能、素材のパリエーションが豊富なので、大好きな一足がきっと見つかります。シューズ選びの際はできるだけフィッティングを行いましょう。ご利用者さま本人の来店が難しい場合でも、お電話(▶p60)にて、ご相談を承ります。



【足のサイズの測り方】

自分の足のサイズを知ることで、より足に合ったシューズ選びができます。
測るのは「足長」「足幅」「足囲」の3カ所だけ。下記を参考に、ぜひご自身で測ってみてください。

✓ 足長を測る(かかとから一番長い指の先までの長さ)


かかとから、一番長い指の先までをまっすぐ測ります。
この長さが「足長」です。
足長は、サイズ(S・M・L等)を選ぶ基準になります。



正しく測るために、「あゆみ」では専用の計測器をご用意しています。足長、足幅、足囲をかんたん・正確に測れます。詳しくはp61をご覧ください。

✓ 足幅を測る(足のもっとも広い部分の長さ)

親指のつけ根と小指のつけ根、それぞれ一番でっばった所を結んで、まっすぐ測ります。
この長さが「足幅」です。
足幅は、ワイズ(3E・5E等)を選ぶひとつ目の目安になります。



✓ 足囲を測る(足のもっとも広い部分をひと回りした長さ)

足幅を測った同じ位置に、メジャーをぐるりと1周巻きつけて測ります。
この長さが「足囲」です。
足囲は、ワイズを選ぶふたつ目の目安になります。

※足囲は靴に足入れができるかどうかの重要なポイントです。
必ずしも一番厚い部分とは限りませんので、お気をつけください。



どんな足にも、**あゆみ** があります。

シューズMAP

ここにあるのは、あらゆる足に寄り添うシューズ「あゆみ」の地図です。
さあ、あなたの「タイプ」と「目的」が重なる場所を見てみましょう。

タイプ 目的	Type Standard スタンダード	Type Active アクティブ	Type Easy イージー	Type Relax リラックス	Type Care ケア	Type Medical メディカル
迷ったらまずはコレ!	定番モデル! ダブルマジックⅢ シリーズ p11-14 ダブルマジックⅡ シリーズ p15-16	大きく開く 防寒ブーツⅡ p19 ライフステップ p17-18 エレガントマジック p20	靴の脱ぎ履きを、もっとラクに 冷感タイプ NEW 瞬感スポッと p21-22 数量限定 SUTTO IN -スットイン p23 数量限定 オープン 和 p23 オールスポッと p24	ゆったり、締め付けなく、やさしく 数量限定 マジックゴムバンド優 p26 SUTTO FIT -スットフィット p27 エスパドシリーズ p25-26	足のトラブルを、そっと包む NEW ケアフルⅣ p28 ケアフルⅢ p29 オープンウィング p29 オープンマジックⅢ p30 つま先ひろびろ サポート p31 ワイドベルト ふわり p31 数量限定 ワイドベルト ワッフル p32 スリットベルト p31	病院内でのご利用・リハビリの予定がある方に Re-Life サポート 02 p34 NEW オープンフィット かかとサポート p33 オープンフィット p33 フルオープン p36 早快ホスピタルシューズ p35 Re-Life メッシュ 01 p34 早快マジックⅡ レギュラー p35 早快マジックⅡ オープン p35

ワタシのルーティン

シーンに合わせて、「あゆみ」を履き分けています。

Scene.1

おうち
時間

かかとスポッと

スリッパよりも安定して、安心。足に沿うフィット感で、毎日履きたくなる一足。

Scene.2

おけいこの
教室

瞬感スポッと

荷物がある時も、急いで履く時も。立ったまま「スポッと」履けるから、歩き出しがスムーズです。

Scene.3

散歩
お出かけ

ライフステップ

スニーカーのデザインに、ぐらつきを防ぐ機能を搭載。足元が安定するから、たくさん歩けます。

かかとスポッと
p24

チャルバーⅡ
p24

Others お困りごとと解決グッズ

シューズづくりで培った技術で素材を活かして。
毎日の暮らしをそっと支えるグッズたちです。



NEW ...新商品

Technology

「足の悩み」との 対話から生まれた機能性

つまずきを防ぐ角度、痛みを包む素材、身体を支える構造。
そのすべての機能は、私たちが磨き続けてきた技術の結晶です。
あなたが安心して歩ける明日への願いを込めています。

Toe Spring
つまずきにくい
「あゆみカーブ」
年齢とともに変わる歩行
に合わせ、つま先は適度な
反り返りでつまずきを防止
します。

Optimized Outsole
用途に応じた「靴底」
それぞれのシーンや用途に合わせて、素材や形状の異なる靴底を使用しています。

**快適
グリップ** EVA樹脂底
(エチレン・ビニール・アセテート樹脂)
ダブルマジックⅢ等に使用
屈曲性と耐久性を高めた靴底です。軽量で、
意匠と配合により適度なグリップ性も確保して
います。外出にもおすすめです。

**快適
グリップ** EVA樹脂底
(エチレン・ビニール・アセテート樹脂)
ライフステップに使用
地面に対し末広りの形状で安定感があり
ます。蹴り出し時にしなやかに曲がり歩行を
サポートします。外出にもおすすめです。

**高耐久
グリップ** EVA樹脂/ゴム底
ケアフルⅢ等に使用
グリップ性と耐久性はそのままに、さらにクッ
ション性を高めました。パーツオーダーメニュー
「外出用ゴム底に変更」でも採用しています。

**快適
グリップ** EVA樹脂底
(エチレン・ビニール・アセテート樹脂)
ダブルマジックⅡ等に使用
接地面が広く、歩行が安定。軽さが最大の
特長。施設の中で人気。パーツオーダー
にも採用している靴底です。

**自宅
(室内)用** 合成皮革底
エスパドマカロン等に使用
水がしみ込みにくく、ほどよいグリップ性で
歩行も安心。蹴り出した時に力が入れや
すい2カ所の滑り止め付きです。

入院用 TPR底
(サーモ・プラスチック・ラバー)
早快マジックシリーズに使用
弾力性に優れ、しなやかに屈曲性が良く、
歩行をしっかりサポート。床からの水がし
み込みにくくグリップ性もあります。

**快適
グリップ** EVA樹脂底
(エチレン・ビニール・アセテート樹脂)
瞬感スポッと等に使用
耐久性があり蹴り出しも軽く歩行しやすい
靴底です。外出にもおすすめです。

**自宅
(室内)用** EVA樹脂底
(エチレン・ビニール・アセテート樹脂)
チャルパーⅡ、スットフィット等に使用
水がしみ込みにくく、ほどよいグリップ性も
あります。安定感もあり歩行しやすい靴底
です。

**院内
リハビリ用** TPR底
(サーモ・プラスチック・ラバー)
早快ホスピタルシューズに使用
グリップ性と弾力性のある材質で、屈曲と
安定に配慮し、サポートできるよう設計
しました。



Origin Story


「あゆみ」のはじまり

ある施設で高齢者の転倒事故が続いていたことから、「高齢者の方が転倒しにくい靴を作してほしい」というご依頼をいただいたのが、「あゆみ」のはじまりです。どこまでも高齢者の方々が求める声に応えたいという思いが、ようやく実を結んだのです。それは、これまでの靴業界の常識を覆す画期的なシューズの誕生でした。

Stable Heel Counter

しっかりつつみこむ「かかと」

カップインソールが足をやさしく
包み、かかと部のカウンターが
しっかり支えます。



Arch Support Insole

ひざや腰もいたわる「インソール」

用途に応じたインソールでひざや
腰の負担に配慮するとともに、
中敷を取り外したり挿入するこ
とで微調整もできます。



Just Fit System

調節簡単な「ベルト」

時間帯によってむくみが出やす
い等、個人差もあり、その時々
の足の状態は様々。履きやすく、
履かせやすい、そして快適な
歩行をサポートする「あゆみ」
シューズです。



Optimized Upper Material

症状や季節で選べる「素材」

Stretch

ストレッチ素材

痛みを緩和したい方
に。伸縮性に優れ、外
反母趾や変形した足
指を圧迫せず、柔らか
くフィットします。

ウィングストレッチ、
ダブルマジックⅢストレッチ等




Mesh

メッシュ素材

通気性を重視したい方
に。編目目が空気をよく
通し、ムレを寄せつけま
せん。長時間履き続ける
入院中や施設内でも、足
元を爽やかに保ちます。

早快マジックシリーズ、
SUTTO fresh-スットフレッシュ等



Synthetic Leather

合皮素材

水や汚れに強く、さっと拭
きただけでいつも清潔。やわ
らかく足になじみながらも、
きちんとした見た目で外出
やお出かけも安心です。

ダブルマジックⅢ合皮等



Personalized

一人ひとりに 合わせる 仕組み

人の足は、左右で同じ形とは限りません。
むくみや変形により、既製品のサイズでは
合わないこともあります。
私たちは、あなただけの
「ジャストフィット」を叶えるための
仕組みを整えました。



● 左右サイズ違いや片方だけでも ● 足の形や症状に合わせてぴったりの一足を

業界で初めて「あゆみ」が取り組んだ左右サイズ
違いや片方のみの販売。サイズが合わない片方の
靴は無駄にしていたというお客さまからお喜びの声を
たくさんいただいています。

足の形や状態は、お一人おひとり違います。「あゆみ」では、足長と
足囲(足幅)を計測いただくことで、豊富なサイズ・ワイズの中から
ぴったりの一足をお選びいただけます。
※サイズ計測についてはp04をご参照ください。

Case 1

甲高・幅広、足に
むくみ・腫れのある方に
ダブルマジックⅢ



詳細は
p11

Case 2

下肢装具を
着用されている方に
Re-Lifeサポート02



詳細は
p34

Case 3

内反・尖足の方に
内反フィット 想



詳細は
p32



Innovation Story

どんな足にも合う一足を。

1995年、「靴は両足セット」という常識を破り、私たちは業界初の「片方販売」を開始しました。
しかし、サイズ選びだけでは解決できない切実な声がありました。そこで次に取り組んだ
ことが、既製品の個別改造、すなわち「パーツオーダー」です。効率重視の工場内に、
あえて手仕事の「工房」を作る。「靴に足を合わせる」のではなく、「足に靴を合わせる」。
どんな足にも合う一足を。それが、私たちの答えです。

● より専門的に応えるパーツオーダーシステム

既製品の「あゆみ」では、お悩みを解決することができない場合でも
パーツオーダー(部分調整)により具体的な症状に対応します。

組み合わせの確認・
お問い合わせはこちら



詳細は
p46



【右足17E / 左足 3E】

【お客さまの声】

Case 1

サイズ
足囲(足幅)を調整

左右でむくみが違う母は、大きい方に合
わせるとサイズが合っていませんでした。
右9E・左5Eで購入でき、ぴったりになっ
たと喜んでいきます。

詳細は
p48



【5cmの靴底の高さ調整】

【お客さまの声】

Case 2

靴底
高さを調整

左右の脚の長さが違い、今まで楽に歩く
靴に出会わずにいましたが、靴底の高さ
調整で快適に歩けるようになりました。

詳細は
p51



【かかとのループ 3cm延長】

【お客さまの声】

Case 3

ループ
かかとのループを延長

通常のかかとループでは、指がループま
で届かず履くのに時間がかかっていまし
た。指が届く長さにすることで楽に履ける
ようになって助かっています。

● パーツオーダーシステム一覧

対応できる調整は、こんなにあります。 詳細は p40

ベルト

- 長さを調整
- 折り返しベルトに変更
- 開閉方向変更

ループ

- ベルトにループを付ける
- かかとのループを付ける
- かかとループを延長

靴底

- 高さを調整
- 車いす用に変更
- 外出用に変更
- 寒冷地用に変更
- 滑り止めを追加

サイズ

- 足長の調整
- 足囲(足幅)の調整

その他

- かかとを浅くする
- つま先の補強
- かかとの補強
- 内側の補強
- 甲部(モカ)を拡大
- 甲部(ハネ)を延長

ルーム シューズ

- 滑り止めを追加
- サイズの調整
- かかとのループを付ける
- ベルトにループを付ける